



Kirurgisk hånddesinfektion 85% + 0,5% klorhexidin

Hånddesinfektion



Alkoholbaseret kirurgisk hånddesinfektion 85% i flydende form.

Anvendelsesområde

Til brug på operationsstuer efter kirurgisk håndvask. Hænderne er vores største smittekilde. Hyppig håndvask og hånddesinfektion i henhold til retningslinjerne mindsker risiko for smittespredning markant.

Kirurgisk hånddesinfektion 85% findes i forskellige forpakningsstørrelser som egner sig til forskellige formål. Find din foretrukne forpakningsstørrelse og et dispensersystem, der passer til din arbejdsplads.

Produktegenskaber

Alkoholbaseret kirurgisk hånddesinfektion i flydende form med antimikrobiel effekt. Indeholder 85% denatureret ethanol og 0,5% klorhexidin. Klorhexidin fordamper ikke, men lægger sig på huden og giver en langtidsvirkende effekt på op til 5 timer. Denatureret med 6% IPA. Indeholder glycerol, der forhindrer udtørring af huden. Uparfumeret. Opfylder kravene i EN14885. CEI vurderet.

Dokumenteret effekt:

- EN13727 Bactericidal activity ved 30 sek. kontakttid
- EN13624 Yeastidal activity ved 30 sek. kontakttid
- EN12791 Microbicidal activity - øjeblikkelig effekt samt 3 timers vedvarende effekt ved 2 min. kontakttid.

Dokumentation for skimmelsvamp, mykobakterier og vira er ikke relevant for kirurgisk hånddesinfektion ifølge EN14885.

Brugsanvisning

Anvendes på rene og tørre hænder. En passende mængde indgnides i hænderne, så de er fugtige i 2 minutter. Påfør evt. af flere omgange. Fordel grundigt på hver finger, mellem fingre, på håndrygge, på håndflader, omkring håndled og underarme op til albuer.

Test standard	Claim	Test organism	Contact time
EN13727	Bactericidal activity	P. aeruginosa S. aureus E. hirae E. coli	30 sec.
EN13624	Yeasticidal activity	C. albicans	30 sec.
EN12791	Microbicidal activity	Resident microbial skin flora	120 sec. Øjeblikkelig effekt samt 5 timers vedvarende effekt.

Bemærkning

Dokumentation for skimmelsvamp, mykobakterier og vira er ikke relevant for kirurgisk hånddesinfektion ifølge EN14885.

Indhold

Ingrediens		Effekt
Denatureret ethanol	85%	Aktivt stof
Chlorhexidindigluconat	0,5%	Aktivt stof

Opbevaring

Opbevares ved 0-30°C.
Holdbarhed: 30 måneder fra produktionsdato.

Udseende og duft

Uden farve og parfume.

Produktionsland

DANMARK

**Anvendelses- og
miljøsikkerhed**

Biocidprodukt. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse. Sikkerhedsdatablad findes på www.kiilto.dk.

Emballagematerialer

Emballagen på vores produkter er fremstillet af plast og karton, som er genanvendelige materialer. Vi ønsker, at emballage fra vores produkter genanvendes, når det er muligt. På www.kiilto.dk kan du læse mere om vores emballage, samt hvordan det kan genanvendes.

Forpakningsstørrelse Salgsenhed / Varenummer	Varenummer	GTIN	GTIN (salgsenhed)	Package type
10 x 1 l	3867	5701684386729	5701684386712	Flaske
6 x 1 l	3866	5701684386620	5701684386613	Pose
15 x 600 ml	3863	5701684386323	5701684386316	Pumpeflaske



Standard tilbehør	1 l flaske:	4279 CombiPlum Tråddispenser
	1 l pose:	4283 CombiPlum EASY dispenser 4292 CombiPlum Plast dispenser 4279 CombiPlum Tråddispenser 4203 CombiPlum Electronic dispenser
	600 ml pumpeflaske:	4194 Dispenso vægholder 4195 Dispenso vægholder m. arm 4197 Dispenso mobil holder
Øvrig information	Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.kiilto.dk eller send en mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com .	