

Soft Care™ Sensisept

Skånsom hånddesinfektion

Beskrivelse

Soft Care Sensisept er en meget effektiv desinficerende sæbe, som er skånsom mod huden. Produktet kombinerer plejende egenskaber med effektiv desinfektion. Den unikke innovative teknologi bag Soft Care Sensisept sikrer de højeste standarder for desinfektion samtidig med, at produktet er skånsomt mod huden.

Egenskaber

- Soft Care Sensisept er en skånsom desinficerende sæbe, som er baseret på chlorhexidindigluconat komplementeret af 2-Phenoxyethanol for at øge den totale desinficerende effekt
- Soft Care Sensisepts innovative overfladeaktive system sikrer fjernelse af snavs. Disse overfladeaktive stoffer er milde ved huden, så den ikke affedtes, revner og udtørres
- Soft Care Sensisepts aktive ingredienser hæmmer væksten af mikroorganismer, selv efter vask, skylning og tørring af huden, hvilket resulterer i en længerevarende hygiejne
- Soft Care Sensisept indeholder også et fugtighedsbevarende middel, som forhindrer huden i at tørre ud. Desuden er produktet grundigt dermatologisk testet med fremragende resultater
- Soft Care Sensisept ikke indeholder parfume, hvilket eliminerer risikoen for afsmag i fødevarer

Fordele

- Indeholder chlorhexidindigluconat - et yderst effektivt bakteriedræbende stof
- Opfylder EN1499 europæiske EN normer for hånddesinfektion
- Opfylder de seneste BPR testkrav for hånddesinfektion ved høje niveauer af snavs
- Gode rensende egenskaber
- Mild på huden - egnet til hyppig håndvask
- Sikrer en langvarig hudhygiejne
- Parfumefri (anvendelig til brug i områder til fødevarerforarbejdning)

Brugsanvisning

Påfør 5ml Soft Care Sensisept på forfugtede hænder og gnid i 30 sekunder. Skyl med lunkent vand og tør hænderne grundigt. Tørre hænder er afgørende for at forebygge krydskontaminering og hudirritation med hensyn til god håndhygiejne.

H34



Soft Care™ Sensisept H34

Skånsom hånddesinfektion

Tekniske specifikationer

Udseende: svagt gul isotropisk væske

Relativ vægtfylde [20°C]:	1,04
Viskositet [mPa.s; 25°C]:	825 - 925
pH-værdi [koncentreret]:	6,7 - 7,3

Ovenstående data er for en typisk normalproduktion og bør derfor ikke anses som en specifikation.

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 6°C til 35°C.

Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse.

Brug ikke klor-baseret blegemiddel til vask af tekstiler plettet med Soft Care Sensisept, da dette forårsager mørke røde klorhexidinpletter. Brug i stedet blegemiddel med perborat eller perkarbonat.

Mikrobiologisk information

Soft Care Sensisept er blevet effekttestet af HygCEN (Tyskland). Resultaterne beviser, at Soft Care Sensisept er meget effektiv mod en lang række af mikroorganismer, såsom bakterier og gær, når produktet anvendes i overensstemmelse med instruktionerne som beskrevet ovenfor.

EN-tests: Soft Care Sensisept opfylder de officielle EN-tests:

EN1499 (5ml/30 sekunder)

EN13727 (snavsede forhold, 50% fortynding, 30 sekunder)

EN13624 (snavsede forhold, 50% fortynding, 30 sekunder)

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
100854763	6 x 0.8 ltr.	Pose (Soft Care Line)
100854167	10 x 1 ltr.	Plastflaske
100854169	6 x 1 ltr.	Pose (Soft Care Safe)
100854161	2 x 5 ltr.	Dunk