

## Soft Care<sup>®</sup> MED

### Hånddesinfektion

#### Beskrivelse

Soft Care MED er en alkoholgel til hånddesinfektion. Produktet er velegnet til anvendelse i sundheds- og plejesektoren, samt indenfor fødevarereproduktion.

#### Egenskaber

Soft Care MED er et desinfektionsmiddel til huden, baseret på en blanding af isopropylalkohol og n-propanol. Denne alkoholsammensætning er et yderst effektivt desinfektionsmiddel, og særdeles effektiv mod hudoverførte mikroorganismer, f.eks. bakterier, svampe og vira.

Produktet indeholder fortykker for at øge viskositeten og give en længere kontakttid mellem produkt og hud og som følge heraf en bedre virkning. Herudover indeholder den fugtgivende stoffer, der plejer huden.

Soft Care MED er parfume fri, hvilket udelukker risikoen for at forurene fødevarer, og gør den derfor velegnet til brug indenfor fødevarereproduktion.

#### Fordele

- Indeholder en blanding af isopropylalkohol og n-propanol - et meget effektivt Desinfektionsmiddel
- Velegnet til hygiejnisk og kirurgisk hånddesinfektion
- Uden parfume og farve (velegnet til anvendelse i fødevarereproducerende virksomheder)
- Indeholder fugtgivende stoffer - forebygger tør og irriteret hud
- Brugsanvisning

#### Anvendelse

Påfør 5 ml Soft Care MED på rene tørre, tørre hænder og massér grundigt ind huden med særlig vægt på fingerspidserne, neglene og huden mellem fingrene. Soft Care MED fordampes og efterlader huden tør, blød og glat.

Til kirurgisk desinfektion gnides hænder og arme med Soft Care MED. Fortsæt doseringen af Soft Care MED for at sikre, at huden forbliver våd af produktet i fulde 2 minutter.

**H5**



# Soft Care<sup>®</sup> MED

## Hånddesinfektion

### Tekniske specifikationer

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Udseende:                 | Klar, ufarvet gel      |
| Relativ vægtfylde [20°C]: | 0,85 g/cm <sup>3</sup> |
| Viskositet [mPa.s; 25°C]: | 100                    |

Ovenstående data er for en typisk normalproduktion og bør derfor ikke anses som en specifikation.

### Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Soft Care MED opbevares i temperaturintervallet 6°C til 30°C.

Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse.

### Godkendelser

Soft Care MED er blevet grundigt testet og opfylder følgende europæiske normer:

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| EN1500               | 15 sekunder 5 ml            |
| EN13727              | (rene forhold, 15 sekunder) |
| EN13727 MRSA-stammer | (rene forhold, 15 sekunder) |
| EN13624 yeasticidal  | (rene forhold, 15 sekunder) |
| EN1275               | (rene forhold, 15 sekunder) |
| EN1276               | (rene forhold, 15 sekunder) |
| EN1650 yeasticidal   | (rene forhold, 15 sekunder) |
| EN14348              | (rene forhold, 15 sekunder) |
| EN12791              | 120 sekunder, 3 ml          |

Soft Care Med har gennemgået en omfattende dermatologisk test. Tests konkluderede, at Soft Care Med har god hudkompatibilitet.

### Emballagestørrelser

|           |              |                          |
|-----------|--------------|--------------------------|
| Varenr.   | Emballage    | Passer til               |
| 100858312 | 6 x 0.8 ltr. | Soft Care Line dispenser |